

Suture Alan-Lene



Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



ALAN-LENE

- Suture chirurgicale stérile
- Non résorbable
- Monofilament non enduit
- Composé de polypropylène
- Coloré en bleu avec Phthalocyanine Copper blue, Color Index No.74160
- Aiguille en acier inoxydable, enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu

Remarques :

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions boîte : 62x130x62 mm

Dimensions

Référence	Profil de l'aiguille	Description de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (mm)	Taille	Longueur du fil (cm)
SUTPP3	1/2	Tranchant inversé	17,4	3/0	45
SUTPP4	3/8	Tranchant inversé	19	4/0	70
SUTPP5	1/2	Tranchant inversé	16	5/0	70
SUTPP6	1/2	Tranchant inversé	16	6/0	70



Conditionnement

Pièces/Boîte	Boîtes/Carton
12	216

Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et dispositifs homologués CE



ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 03/2017