

## Suture Alan-Silk



### Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



|                  |  |
|------------------|--|
| <b>ALAN-SILK</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suture chirurgicale stérile</li> <li>• Non résorbable</li> <li>• Multifilament</li> <li>• Composé d'une protéine organique (Fibroin)</li> <li>• Soie noire tressée</li> <li>• Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu</li> </ul> |
|------------------|--|

### Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions boîte : 62x130x62 mm

### Dimensions

| Référence | Profil de l'aiguille | Description de l'aiguille | Longueur de l'aiguille (mm) | Taille | Longueur du fil (cm) |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| SUTSI3    | 3/8                  | Tranchant inversé         | 19                          | 3/0    | 70                   |
| SUTSI3 ½  | 1/2                  | Tranchant inversé         | 17.4                        | 3/0    | 45                   |
| SUTSI4    | 3/8                  | Tranchant inversé         | 19                          | 4/0    | 70                   |
| SUTSI4 ½  | 1/2                  | Tranchant inversé         | 17.4                        | 4/0    | 45                   |
| SUTSI5    | 1/2                  | Tranchant inversé         | 16                          | 5/0    | 70                   |



### Conditionnement

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Pièces/Boîte</b> | <b>Boîtes/Carton</b> |
| 12                  | 216                  |

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE



**ALAN & CO**

Avenue André Erns 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 08/2018