

Suture Alan-Silk



Ouverture facile

1 Déchirer la feuille à l'entaille dans le sens indiqué



2 Abaisser la partie déchirée jusqu'à ce que l'aiguille soit visible



3 Utiliser le porte-aiguille et retirer la suture



ALAN-SILK	<ul style="list-style-type: none"> • Suture chirurgicale stérile • Non résorbable • Multifilament • Composé d'une protéine organique (Fibroin) • Soie noire tressée • Aiguille en acier inoxydable enduite de silicone. Facilite le passage sans endommager le tissu
------------------	--

Remarques:

Dispositif médical de classe III à usage unique


Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C

Dimensions boîte : 62x130x62 mm

Dimensions

Référence	Profil de l'aiguille	Description de l'aiguille	Longueur de l'aiguille (mm)	Taille	Longueur du fil (cm)
SUTSI3	3/8	Tranchant inversé	19	3/0	70
SUTSI3 ½	1/2	Tranchant inversé	17.4	3/0	45
SUTSI4	3/8	Tranchant inversé	19	4/0	70
SUTSI4 ½	1/2	Tranchant inversé	17.4	4/0	45
SUTSI5	1/2	Tranchant inversé	16	5/0	70



Conditionnement

Pièces/Boîte	Boîtes/Carton
12	216

Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et dispositifs homologués CE



ALAN & CO

Avenue André Erns 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be