

Fil de rétraction tressé



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton blanchi hydrophile • Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne • Conforme à la norme Européenne REACH
FIL DE RETRACTION TRESSE	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur du fil : 300 cm • Bonne protection de la paroi gingivale grâce à la densité du fil • Résistance à la traction : 47 N (vitesse de test à 200 mm/min.) • Allongement à la rupture : > 20 % • Capacité d'absorption après 20 sec.: 3-5 g/g • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

Le fil de rétraction tressé ALAN est plus compact que le fil tricoté ce qui implique une plus grande résistance à la traction et un plus grand pouvoir d'absorption du liquide. Il protège la gencive de l'instrument.

Flacon en verre plus stable qu'un flacon en plastique (exsudation). Les flacons sont protégés par une mousse perforée. Bouchon à bec distributeur pour une meilleure protection du contenu.

Dimensions et conditionnement

Référence	Type	Taille	Diamètre	Poids (gr/m)	Bouteilles/Boite
RCA00	N°00	Extra extra fin	+/- 0,30 mm	+/- 0,13	25
RCA0	N°0	Extra fin	+/- 0,45 mm	+/- 0,20	25
RCA1	N°1	Fin	+/- 0,55 mm	+/- 0,28	25
RCA2	N°2	Moyen	+/- 0,75 mm	+/- 0,34	25

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Dimensions boîtes : 225 x 225 x 80 mm

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

