


## Fil de rétraction tricoté



<b>COMPOSITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % coton blanchi hydrophile</li> <li>• Blanchi au H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (sans chlore, ni agent fluorescent)</li> <li>• Conforme à la Pharmacopée Européenne</li> <li>• Conforme à la norme Européenne REACH</li> </ul>
<b>FIL DE RETRACTION TRICOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du fil : 300 cm</li> <li>• Facile à placer</li> <li>• Résistance à la traction : 27 N (vitesse de test à 200 mm/min.)</li> <li>• Allongement à la rupture : &gt; 20 %</li> <li>• Capacité d'absorption après 20 sec. : +/- 4,5 g/g</li> <li>• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication</li> </ul>

Le fil de rétraction tricoté ALAN est plus élastique que le fil tressé. Très détendu, il permet d'excellentes caractéristiques de manipulation ainsi qu'une meilleure capacité d'absorption des liquides.

Flacon en verre plus stable qu'un flacon en plastique (exsudation). Les flacons sont protégés par une mousse perforée. Bouchon à bec distributeur pour une meilleure protection du contenu.

### Dimensions et conditionnement

Référence	Type	Taille	Diamètre	Poids (gr/m)	Bouteilles/Boite
RCAK0	N°0	Extra fin	+/- 0,55 mm	+/- 0.16	25
RCAK1	N°1	Fin	+/- 0,80 mm	+/- 0.23	25
RCAK2	N°2	Moyen	+/- 1,00 mm	+/- 0.32	25

### Remarques

Dispositif médical de classe I à usage unique

Tolérance générale: +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Dimensions de la boîte : 225 x 225 x 80 mm

**Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE**



**ALAN & CO**

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be

Version 08/2018