

Liquide astringent



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • Sulfate d'aluminium octadécahydrate, PH.Eur. (25%) • Eau distillée (75%) • Sans épinéphrine : aucun risque de trouble circulatoire
LIQUIDE ASTRINGENT	<ul style="list-style-type: none"> • Solution hémostatique et astringente utilisée pour le traitement de rétraction gingival. Imprégnation avec nos fils de rétraction tressés ou tricotés • Uniquement pour professionnels dentaire • Moins sensible à l'hydrolyse que le chlorure d'Aluminium (plus stable) • Liquide transparent, qui ne tache pas • Durée de vie : 3 ans à partir de la date de fabrication

Conditionnement :

Référence	Description	Contenu/Bouteille	Bouteilles/Etui	Etuis/Boîte
ALST20	Bouteille en verre	20 ml	1	49

Remarques:

Ne peut être utilisé en cas de gingivite ulcéreuse aiguë

Précaution : sel à caractère légèrement acide, rincer abondamment en cas de contact avec les yeux

Vendu en flacon en verre pour une plus grande stabilité du contenu

Poids de la bouteille : 41,5 g

Dimensions de l'étui : 30 x 30 x 63 mm

Dimensions de la boîte : 225 x 225 x 80 mm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

