

Podorolls



| | |
|--------------------|---|
| COMPOSITION | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton hydrophile • Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) |
| PODOROLLS | <ul style="list-style-type: none"> • Stabilité de forme (grande cohésion) • Ne glisse pas • Hygiénique car usage unique • Epouse parfaitement les orteils • Pour tous travaux de pédicure, alternative à l'écarte-orteil rigide • Peut ensuite être utilisé pour supprimer l'excédent de produit • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication |

Dimensions et conditionnement

| Référence | Description | Roulettes/ sachet | Pièces /sachet | Sachets /carton | Cartons /palette |
|------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| CRN1/15 CM | Podorolls 50 pcs , longueur 15 cm | 2 | 100 | 30 | 28 |

Remarques :

Dispositif médical de classe I

Sachet refermable en polyéthylène, qui protège les rouleaux de la poussière et de l'humidité

Emballage personnalisé sur demande

Carton export : 59 x 39 x 24 cm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

