

## Protège-têtière



<b>COMPOSITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'ouate de cellulose (25-28 gr)</li> <li>• 1 couche de polyéthylène (10-12m<math>\mu</math>)</li> <li>• Micro-gaufrage (effet matelassé) pour une meilleure absorption des liquides</li> <li>• Les couches adhèrent l'une à l'autre par thermo soudage</li> </ul>
<b>PROTEGE-TËTIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imperméable : couche de polyéthylène</li> <li>• Absorbant : fibres cellulosiques</li> <li>• Doux et confortable</li> </ul>

### Dimensions et conditionnement

Références	Description	Pièces / Sachets	Sachets / carton	Couleurs disponibles	Nombre de cartons / Palette
HRC30	Protège-têtière 29 x 30 cm	175	8	Bleu Blanc	28
HRC30E	Protège-têtière 29x 30 cm Eco	175	8	Beige Vert rose	28
HRC36	Protège-têtière 29 x 36 cm	175	8	Bleu Blanc	28
HRC36E	Protège-têtière 29x 36 cm Eco	175	8	Beige Vert rose	28

#### Remarques :

Dispositif médical de classe I  
 Dimension du carton : 61x34x32 cm  
 Poids net : 14,5 kg, poids brut : 15 kg  
 Tolérance générale : +/- 10 %  
 A conserver dans un endroit sec et propre

**Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et dispositifs homologués CE**



**ALAN & CO**

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium  
 Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69  
 www.alan.be – info@alan.be