

Rhinorolls



COMPOSITION	<p>Pansement tubulaire 100% polyamide contenant un rouleau absorbant composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% coton • 25% viscose • 50% cellulose
RHINOROLL	<ul style="list-style-type: none"> • Forte élasticité grâce à la polyamide • Taille unique : +/- 42 cm de long. Rouleau de 8 cm de long, Ø 15 mm • S'attache autour des oreilles • Utilisé après les chirurgies du nez pour absorber les sécrétions • Peut être utilisé comme support pour les traitements décongestionnant lors d'infections respiratoires banales • Non sterile • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

Conditionnement

Reference	Description	Pieces/boite	Poids/boite	Nbre de boites/carton	Nbre de cartons/palette
RRA20	Rhinorolls	20	+/- 120g	100	10

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé dans des boites en carton de 23x9x6 cm pour protéger de la poussière

Dimensions carton export : 59x38x72 cm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

