

Rouleaux de coton



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton blanchi hydrophile ou hydrophobe ; coton écreu hydrophobe • Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne • Conforme à la norme européenne REACH • Analyses de la biocontamination sur demande
ROULEAUX DE COTON	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisés pour absorption des exsudats, nettoyage périphériques des plaies et instruments, support à l'application de produit sur la peau, thanatopraxie, ... • Largeur standard : 25 cm • Poids standards : 500 gr (Ø +/- 11cm) et 1000 gr (Ø +/- 14cm) • Longueur standards : +/- 7 m pour 500g et +/- 14 m pour 1000g • Epaisseur de la nappe : +/- 400 g/m² • Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication

Conditionnements standards

Référence	Description	Poids/ Sachet	Sachets/ Carton	Cartons / Palette
RO500GAW25	Rouleau d'ouate hydrophile 500 gr – 25 cm	500 gr	24	30
RO500GNAW25	Rouleau d'ouate hydrophile 500 gr – 25 cm	500 gr	20	30
RO500GNAR25*	Rouleau d'ouate hydrophobe écreu 500 gr – 25 cm	500 gr	20	30
RO1000GAW25	Rouleau d'ouate hydrophile 1000 gr – 25 cm	1000 gr	12	30
RO1000GNAW25	Rouleau d'ouate hydrophobe blanchi 1000 gr – 25 cm	1000 gr	9	30
RO1000GNAR25*	Rouleau d'ouate hydrophobe écreu 1000 gr – 25 cm	1000 gr	9	30

* 24 cartons/palette pour décontamination

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l'humidité (excepté les 4000 gr).

Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande

Disponible avec une feuille de papier en intercalaire pour les 500 gr et 1000 gr,

Décontamination sur demande à partir de 16 palettes

* Quantité minimum de 15 palettes ou selon le stock disponible

Dimensions carton export : 40x40x45 cm, double cannelure

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

